

Nelli® Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer Nelli®?

Systemet genkender anfald, (og andre unormale bevægelser) og fremhæver dem for lægen med henblik på yderligere undersøgelse.

Hvor gemmes oplysningerne?

Alle oplysningerne gemmes lokalt. Kun relevante data, der mistænkes for, at indeholde epileptiske anfald, overføres og lagres i Nelli® skytjenesten til analyserne; dette gøres med et stort sikkerhedshensyn.

Skal systemet være forbundet til internettet via WIFI eller kabel?

Nej, systemet tilsluttes automatisk internet via et indbygget modem.

Kan nogen hacke systemet?

Vi tager sikkerhed meget alvorligt. Der tages alle forholdsregler for at dette ikke kan ske.

Hvem kan se videoen?

Kun eksperter udpeget af Neuro Event Labs har tilladelse til at se optagelserne for at gennemgå og validere fundene, og øge nøjagtigheden af rapporten. Rapporten leveres til lægen, og denne omfatter kun epileptiske anfald eller andre medicinske fund.

Er videokameraet tændt hele tiden?

Optagelsen styres af patienten/plejepersonalet. Der gemmes kun episoder der er mistænkelige for at være epileptiske anfald.

Skal jeg forsøge at gå i seng, hvis jeg kan mærke, at der kommer et anfald i løbet af dagen?

Nelli® registrerer anfald der opstår når du opholder dig inden for kameravinklen fx når du ligger i sengen og sover eller blot slapper af. Hvis du føler, at et anfald er på vej og du kan lægge dig i din seng, vil det være meget nyttigt.

Kameraet vil være ved siden af min seng. Er det støjende?

Det kan udsende en lav, snurrende lyd ligesom en bærbar computer.

Kan jeg forlade rummet, for eksempel for at gå på toilettet, under en optagelse?

Ja absolut. Systemet er udviklet, så det ikke forstyrrer dine daglige aktiviteter. Ingen fund vil blive fanget under dit fravær fra sengen, men det forstyrrer heller ikke optagelsen eller analyserne.